

Specifikace produktů

Další informace o našich kontaktních čočkách najdete na:
www.coopervision.cz



Produkt	Sféra*	Cylindr	Osa	Adice	Design	Technologie designu	Plán nošení	Zakřivení (mm)	Průměr (mm)	Středová tloušťka (mm)	Technologie materiálu	Materiál	Obsah H ₂ O (%)	Propustnost pro kyslík Dk/t†	Modul pružnosti (MPa, testováno s čočkami -1.00 D)	Blokace UV záření (% testováno s čočkami -3.00 D) a Třída‡	Viditelné zabarvení	Skupina FDA
 MyDay® MiSight® 1 day	-10.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až -0.25 D (kroky po 0.25 D) NENÍ PLAN	-	-	Terapeutické zóny nabízejí +2.00 D myopické defokusace	Dual-focus	Technologie ActivControl®	Jednodenní; Doporučuje se nosit čočky minimálně 10 hodin denně po dobu nejméně 6 dní v týdnu§	8.4	14.2	0.080	Technologie Aquaform®	stenfilcon A	54	100	0.4	87 % UVA a 97 % UVB; třída 2	Ano	5B (SiHy)

* Dostupnost plan čoček u sférických produktů se může lišit v závislosti na trhu nebo zákazníkovi.
 † $(\text{při } -3.00 \text{ D}) \times 10^{-9} \frac{[(\text{cm/s}) \times (\text{ml O}_2)/(\text{ml} \times \text{mmHg})]}$
 ‡ Kontaktní čočky s UV filtrem pomáhají chránit oči před pronikáním škodlivého UV záření, nenahrazují však ochranné nebo sluneční brýle pohlcující UV záření, protože zcela nezakrývají oko ani okolní oblast. Nositelé kontaktních čoček by měli i nadále používat brýle pohlcující UV záření podle pokynů svého očního specialisty.
 § Plán nošení pro dosažení nejlepších výsledků.

Specifikace produktů

Další informace o našich kontaktních čočkách najdete na:
www.coopervision.cz



Produkt	Sféra*	Cylindr	Osa	Adice	Design	Technologie designu	Plán nošení	Zakřivení (mm)	Průměr (mm)	Středová tloušťka (mm)	Technologie materiálu	Materiál	Obsah H ₂ O (%)	Propustnost pro kyslík Dk/t†	Modul pružnosti (MPa, testováno s čočkami -1.00 D)	Blokace UV záření (% testováno s čočkami -3.00 D) a Třída‡	Viditelné zabarvení	Skupina FDA
 MyDay®	-12.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až -0.25 D (kroky po 0.25 D) +0.25 D až +5.00 D (kroky po 0.25 D) +5.50 D až +8.00 D (kroky po 0.50 D) NEJÍ PLAN	-	-	-	Asférický	Aberration Neutralising System™	Jednodenní	8.4	14.2	0.080	Technologie Aquaform®	stenfilcon A	54	100	0.4	87 % UVA a 97 % UVB; třída 2	Ano	5B (SiHy)
 MyDay® toric	-10.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 až Plan (kroky po 0.25 D) +0.25 D až +6.00 D (kroky po 0.25 D) +6.50 D až +8.00 D (kroky po 0.50 D)	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25	10° až 180° (kroky po 10°)	-	Torický	Optimised Toric Lens Geometry™	Jednodenní	8.6	14.5	0.100	Technologie Aquaform®	stenfilcon A	54	80	0.4	87 % UVA a 97 % UVB; třída 2	Ano	5B (SiHy)
 MyDay® multifocal	-12.00 D až -10.50 D (kroky po 0.50 D) -10.00 D až +8.00 D (kroky po 0.25 D)	-	-	Low (+0.75 D až +1.25 D brýlové adice) Med (+1.50 D až +1.75 D brýlové adice) High (+2.00 D až +2.50 D brýlové adice)	Multifokální	Binocular Progressive System™	Jednodenní	8.4	14.2	0.080	Technologie Aquaform®	stenfilcon A	54	100	0.4	87 % UVA a 97 % UVB; třída 2	Ano	5B (SiHy)
 MyDay Energys®	-12.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až -0.25 D (kroky po 0.25 D) +0.25 D až +5.00 D (kroky po 0.25 D) +5.50 D až +8.00 D (kroky po 0.50 D) NEJÍ PLAN	-	-	-	Asférický	Comfort-Boost®	Jednodenní	8.4	14.2	0.080	Technologie Aquaform®	stenfilcon A	54	100	0.4	87 % UVA a 97 % UVB; třída 2	Ano	5B (SiHy)

* Dostupnost plan čoček u sférických produktů se může lišit v závislosti na trhu nebo zákazníkovi.

† (při -3.00 D) × 10⁻⁹ [(cm/s) × (ml O₂)/(ml × mmHg)]

‡ Kontaktní čočky s UV filtrem pomáhají chránit oči před pronikáním škodlivého UV záření, nenahrazují však ochranné nebo sluneční brýle pohlcující UV záření, protože zcela nezakrývají oko ani okolní oblast. Nositelé kontaktních čoček by měli i nadále používat brýle pohlcující UV záření podle pokynů svého očního specialisty.

§ Plán nošení pro dosažení nejlepších výsledků.

Specifikace produktů

Další informace o našich kontaktních čočkách najdete na:
www.coopervision.cz



Produkt	Sféra*	Cylindr	Osa	Adice	Design	Technologie designu	Plán nošení	Zakřivení (mm)	Průměr (mm)	Středová tloušťka (mm)	Technologie materiálu	Materiál	Obsah H ₂ O (%)	Propustnost pro kyslík Dk/t†	Modul pružnosti (MPa, testováno s čočkami -1.00 D)	Blokace UV záření (% testováno s čočkami -3.00 D) a Třída‡	Viditelné zabarvení	Skupina FDA
 clariti® 1 day sphere	-10.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až -0.50 D (kroky po 0.25 D) +0.50 D až +6.00 D (kroky po 0.25 D) +6.50 D až +8.00 D (kroky po 0.50 D) NENÍ PLAN	-	-	-	Asférický	-	Jednodenní	8.6	14.1	0.070	Technologie WetLoc®	somofilcon A	56	86	0.5	66 % UVA a 95 % UVB; třída 2	Ne	5B (SiHy)
 clariti® 1 day toric	-9.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až Plan (kroky po 0.25 D) +0.25 D až +4.00 (kroky po 0.25 D)	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25 -0.75 -1.25 -1.75 -0.75 -1.25 -1.75	10°, 20°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 160°, 170°, 180° 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° 10° až 180° (kroky po 10°)	-	Torický	Torický design s hladkým kontinuálním balastem	Jednodenní	8.6	14.3	0.105	Technologie WetLoc®	somofilcon A	56	57	0.5	66 % UVA a 95 % UVB; třída 2	Ne	5B (SiHy)
 clariti® 1 day Multifocal (3 add) (dostupné od března 2026)	-12.00 D až -10.50 D (kroky po 0.50 D) -10.00 D až +8.00 D (kroky po 0.25 D)	-	-	Low (+0.75 D až +1.25 D brýlové adice) Med (+1.50 D až +1.75 D brýlové adice) High (+2.00 D až +2.50 D brýlové adice)	Multifokální	Binocular Progressive System™	Jednodenní	8.6	14.1	0.070	Technologie WetLoc®	somofilcon A	56	86	0.5	66 % UVA a 95 % UVB; třída 2	Ne	5B (SiHy)
 clariti® 1 day multifocal	-6.00 D až +5.00 D (kroky po 0.25 D)	-	-	Low: až +1.25 D High: +1.50 D až +2.25 D	Multifokální	-	Jednodenní	8.6	14.1	0.070	Technologie WetLoc®	somofilcon A	56	86	0.5	66 % UVA a 95 % UVB; třída 2	Ne	5B (SiHy)

* Dostupnost plan čoček u sférických produktů se může lišit v závislosti na trhu nebo zákazníkovi.

† (při -3.00 D) × 10⁻⁹ [(cm/s) × (ml O₂)/(ml × mmHg)]


‡ Kontaktní čočky s UV filtrem pomáhají chránit oči před pronikáním škodlivého UV záření, nenahrazují však ochranné nebo sluneční brýle pohlcující UV záření, protože zcela nezakrývají oko ani okolní oblast. Nositelé kontaktních čoček by měli i nadále používat brýle pohlcující UV záření podle pokynů svého očního specialisty.

§ Plán nošení pro dosažení nejlepších výsledků.

Specifikace produktů

Další informace o našich kontaktních čočkách najdete na:
www.coopervision.cz



Produkt	Sféra*	Cylindr	Osa	Adice	Design	Technologie designu	Plán nošení	Zakřivení (mm)	Průměr (mm)	Středová tloušťka (mm)	Technologie materiálu	Materiál	Obsah H ₂ O (%)	Propustnost pro kyslík Dk/t†	Modul pružnosti (MPa, testováno s čočkami -1.00 D)	Blokace UV záření (% testováno s čočkami -3.00 D) a Třída‡	Viditelné zabarvení	Skupina FDA
 Live®	10.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až -0.50 D (kroky po 0.25 D) +0.50 D až +6.00 D (kroky po 0.25 D) +6.50 D až +8.00 D (kroky po 0.50 D) NENÍ PLAN	-	-	-	Asférický	-	Jednodenní	8.6	14	0.070	Technologie AquaGen®	somofilcon A	56	86	0.5	66 % UVA a 95 % UVB; třída 2	Ne	5B (SiHy)
 Proclear® 1 day	-12.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až -0.25 D (kroky po 0.25 D) +0.25 D až +5.00 D (kroky po 0.25 D) +5.50 D až +8.00 D (kroky po 0.50 D) NENÍ PLAN	-	-	-	Asférický	Aberration Neutralising System™	Jednodenní	8.7	14.2	0.090	PC Technology® (fosforylcholin)	omafilcon A	60	28	0.3	Ne	Ano	2
 Proclear® 1 day multifocal	-10.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 až +6.00 (kroky po 0.25)	-	-	Profil s jednou dioptrickou hodnotou +1.50 D	Multifokální	-	Jednodenní	8.7	14.2	0.090	PC Technology® (fosforylcholin)	omafilcon A	60	28	0.3	Ne	Ano	2

* Dostupnost plan čoček u sférických produktů se může lišit v závislosti na trhu nebo zákazníkovi.

† (při -3.00 D) × 10⁻⁹ [(cm/s) × (ml O₂)/(ml × mmHg)]

‡ Kontaktní čočky s UV filtrem pomáhají chránit oči před pronikáním škodlivého UV záření, nenahrazují však ochranné nebo sluneční brýle pohlcující UV záření, protože zcela nezakrývají oko ani okolní oblast. Nositelé kontaktních čoček by měli i nadále používat brýle pohlcující UV záření podle pokynů svého očního specialisty.

§ Plán nošení pro dosažení nejlepších výsledků.

Specifikace produktů

Produkt	Sféra*	Cylindr	Osa	Adice	Design	Technologie designu	Plán nošení	Zakřivení (mm)	Průměr (mm)	Středová tloušťka (mm)	Technologie materiálu	Materiál	Obsah H ₂ O (%)	Propustnost pro kyslík Dk/t†	Modul pružnosti (MPa, testováno s čočkami -1.00 D)	Blokace UV záření (% testováno s čočkami -3.00 D) a Třída‡	Viditelné zabarvení	Skupina FDA
 Biomedics® 1 day Extra	-10.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až -0.25 D (kroky po 0.25 D)	-	-	-				8.6										
	NENÍ PLAN				Sférický	-	Jednodenní		14.2	0.075	-	ocufilcon D	55	26	0.5	Ne	Ano	4
	+6.00 D až +0.25 D (kroky po 0.25 D) NENÍ PLAN	-	-	-				8.8										
 Biomedics® 1 day Extra toric	-10.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až Plan (kroky po 0.25 D)	-0.75 -1.25 -1.75	10° až 180° (kroky po 10°)	-	Torický	Optimised Toric Lens Geometry™	Jednodenní	8.7	14.5	0.109	-	ocufilcon D	55	18	0.5	Ne	Ano	4

* Dostupnost plan čoček u sférických produktů se může lišit v závislosti na trhu nebo zákazníkovi.

† (při -3.00 D) × 10⁻⁹ [(cm/s) × (ml O₂)/(ml × mmHg)]

‡ Kontaktní čočky s UV filtrem pomáhají chránit oči před pronikáním škodlivého UV záření, nenahrazují však ochranné nebo sluneční brýle pohlcující UV záření, protože zcela nezakrývají oko ani okolní oblast. Nositelé kontaktních čoček by měli i nadále používat brýle pohlcující UV záření podle pokynů svého očního specialisty.

Biomedics®, clariti®, CooperVision®, live®, MyDay®, MyDay Energys®, MiSight® a Proclear® jsou registrované ochranné známky společnosti The Cooper Companies, Inc. a jejich dceřiných společností.

©2026 CooperVision SA19394 / APP169517

Specifikace produktů

Další informace o našich kontaktních čočkách najdete na:
www.coopervision.cz



Produkt	Sféra*	Cylindr	Osa	Adice	Design	Technologie designu	Plán nošení	Zakřivení (mm)	Průměr (mm)	Středová tloušťka (mm)	Technologie materiálu	Materiál	Obsah H ₂ O (%)	Propustnost pro kyslík Dk/t†	Modul pružnosti (MPa, testováno s čočkami -1.00 D)	Blokace UV záření (% testováno s čočkami -3.00 D) a Třída*	Viditelné zabarvení	Skupina FDA
 Biofinity® NENÍ PLAN	-12.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až -0.25 D (kroky po 0.25 D) +0.25 D až +6.00 D (kroky po 0.25 D) +6.50 D až +8.00 D (kroky po 0.50 D)	-	-	-	Asférický	Aberration Neutralising System™	Denní nebo prodloužené nošení (max 6 nocí a 7 dní) s výměnou po 30 dnech	8.6	14	0.075	Technologie Aquaform®	comfilcon A	48	171	0.6	Ne	Ano	5C (SiHy)
 Biofinity® XR	-20.00 D až -12.50 D (kroky po 0.50 D) +8.50 D až +15.00 D (kroky po 0.50 D)	-	-	-	Asférický	Aberration Neutralising System™	Stejně jako Biofinity®	8.6	14	0.075	Technologie Aquaform®	comfilcon A	48	171	0.6	Ne	Ano	5C (SiHy)
 Biofinity Energys® NENÍ PLAN	-12.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až -0.25 D (kroky po 0.25 D) +0.25 D až +6.00 D (kroky po 0.25 D) +6.50 D až +8.00 D (kroky po 0.50 D)	-	-	-	Asférický	Digital Zone Optics®	Stejně jako Biofinity®	8.6	14	0.075	Technologie Aquaform®	comfilcon A	48	171	0.6	Ne	Ano	5C (SiHy)
 Biofinity® toric	-10.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až Plan (kroky po 0.25 D) +0.25 D až +6.00 D (kroky po 0.25 D) +6.50 D až +8.00 D (kroky po 0.50 D)	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25	10° až 180° (kroky po 10°)	-	Torický	Optimised Toric Lens Geometry™	Stejně jako Biofinity®	8.7	14.5	0.110	Technologie Aquaform®	comfilcon A	48	116	0.6	Ne	Ano	5C (SiHy)

* Dostupnost plan čoček u sférických produktů se může lišit v závislosti na trhu nebo zákazníkovi.

† (při -3.00 D) × 10⁻⁹ [(cm/s) × (ml O₂)/(ml × mmHg)]

* Kontaktní čočky s UV filtrem pomáhají chránit oči před pronikáním škodlivého UV záření, nenahrazují však ochranné nebo sluneční brýle pohlcující UV záření, protože zcela nezakrývají oko ani okolní oblast. Nositelé kontaktních čoček by měli i nadále používat brýle pohlcující UV záření podle pokynů svého očního specialisty.

Specifikace produktů

Další informace o našich kontaktních čočkách najdete na:
www.coopervision.cz

Produkt	Sféra*	Cylindr	Osa	Adice	Design	Technologie designu	Plán nošení	Zakřivení (mm)	Průměr (mm)	Středová tloušťka (mm)	Technologie materiálu	Materiál	Obsah H ₂ O (%)	Propustnost pro kyslík Dk/t†	Modul pružnosti (MPa, testováno s čočkami -1.00 D)	Blokace UV záření (% testováno s čočkami -3.00 D) a Třída‡	Viditelné zabarvení	Skupina FDA
 Biofinity® XR Toric	-20.00 D až -10.50 D (kroky po 0.50 D) +8.50 D až +20.00 D (kroky po 0.50 D)	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25																
	-20.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až Plan (kroky po 0.25 D) +0.25 D až +6.00 D (kroky po 0.25 D) +6.50 D až +20.00 D (kroky po 0.50 D)	-2.75 -3.25 -3.75 -4.25 -4.75 -5.25 -5.75	5° až 180° (kroky po 5°)	-	Torický	Optimised Toric Lens Geometry™	Stejně jako Biofinity®	8.7	14.5	0.110	Technologie Aquaform®	comfilcon A	48	116	0.6	Ne	Ano	5C (SiHy)
 Biofinity® multifocal	-20.00 D až -12.50 D (kroky po 0.50 D) +8.50 D až +15.00 D (kroky po 0.50 D)	-	-															
				+1.00 D +1.50 D +2.00 D +2.50 D	Multifokální D čočka N čočka	Balanced Progressive Technology®	Stejně jako Biofinity®	8.6	14	0.090 až 0.110 (v závislosti na adici)	Technologie Aquaform®	comfilcon A	48	142 (-3.00 D, N čočka, adice +1.00 D)	0.6	Ne	Ano	5C (SiHy)
 Biofinity® toric multifocal	-12.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až -0.25 D (kroky po 0.25 D) +0.25 D až +6.00 D (kroky po 0.25 D) +6.50 D až +8.00 D (kroky po 0.50 D)	-0.75 až -5.75 (kroky po 0.50)	5° až 180° (kroky po 5°)	+1.00 D +1.50 D +2.00 D +2.50 D	Torický Multifokální Asférický D čočka N čočka	Optimised Toric Lens Geometry™ Balanced Progressive Technology®	Stejně jako Biofinity®	8.7	14.5	0.110	Technologie Aquaform®	comfilcon A	48	116	0.6	Ne	Ano	5C (SiHy)
	NENÍ PLAN																	

* Dostupnost plan čoček u sférických produktů se může lišit v závislosti na trhu nebo zákazníkovi.

† (při -3.00 D) × 10⁻⁹ [(cm/s) × (ml O₂)/(ml × mmHg)]

‡ Kontaktní čočky s UV filtrem pomáhají chránit oči před pronikáním škodlivého UV záření, nenahrazují však ochranné nebo sluneční brýle pohlcující UV záření, protože zcela nezakrývají oko ani okolní oblast. Nositelé kontaktních čoček by měli i nadále používat brýle pohlcující UV záření podle pokynů svého očního specialisty.

Specifikace produktů

Další informace o našich kontaktních ččkách najdete na:
www.coopervision.cz



Produkt	Sféra*	Cylindr	Osa	Adice	Design	Technologie designu	Plán nošení	Zakřivení (mm)	Průměr (mm)	Středová tloušťka (mm)	Technologie materiálu	Materiál	Obsah H ₂ O (%)	Propustnost pro kyslík Dk/t†	Modul pružnosti (MPa, testováno s čočkami -1.00 D)	Blokace UV záření (% testováno s čočkami -3.00 D) a Třída‡	Viditelné zabarvení	Skupina FDA
 Avaira Vitality®	-12.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až -0.25 D (kroky po 0.25 D) +0.25 D až +6.00 D (kroky po 0.25 D) +6.50 D až +8.00 D (kroky po 0.50 D) NENÍ PLAN	-	-	-	Asférický	Aberration Neutralising System™	Denní nošení s výměnou po 30 dnech	8.4	14.2	0.080	-	fanfilcon A	55	112	0.5	93 % UVA a 100 % UVB; třída 1	Ano	5B (SiHy)
 Avaira Vitality® toric	-10.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až Plan (kroky po 0.25 D) +0.25 až +6.00 D (kroky po 0.25 D) +6.50 D až +8.00 D (kroky po 0.50 D)	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25	10° až 180° (kroky po 10°)	-	Torický	Optimised Toric Lens Geometry™	Denní nošení s výměnou po 30 dnech	8.5	14.5	0.100	-	fanfilcon A	55	90	0.5	93 % UVA a 100 % UVB; třída 1	Ano	5B (SiHy)
 ProcLEAR®	-10.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až -0.25 D (kroky po 0.25) NENÍ PLAN -20.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až -0.25 D (kroky po 0.25 D) +0.50 D až +6.00 D (kroky po 0.25 D) +6.50 D až +20.00 D (kroky po 0.50 D) NENÍ PLAN	-	-	-	Asférický	-	Denní nošení s výměnou po 30 dnech	8.2 8.6	14.2	0.075	PC Technology® (fosforylcholin)	omafilcon B	62	36	0.4	Ne	Ano	2
 ProcLEAR® toric	-8.00 D až -7.00 D (kroky po 0.50 D) -6.50 D až Plan (kroky po 0.25 D) +0.25 D až +6.00 D (kroky po 0.25 D)	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25	10° až 180° (kroky po 10°)	-	Torický	-	Denní nošení s výměnou po 30 dnech	8.4 (MTO) 8.8 (MTO)	14.4	0.138 0.114	PC Technology® (fosforylcholin)	omafilcon B	62	16 (MTO) 19,4 (MTO)	0.4	Ne Ne	Ano Ano	2 2

* Dostupnost plan čoček u sférických produktů se může lišit v závislosti na trhu nebo zákazníkovi.

$$^{\dagger} (\text{při } -3.00 \text{ D}) \times 10^{-9} [(\text{cm/s}) \times (\text{ml O}_2)/(\text{ml} \times \text{mmHg})]$$

⁴ Kontaktní čočky s UV filtrem pomáhají chránit oči před pronikáním škodlivého UV záření, nenahrazují však ochranné nebo sluneční brýle pohlcující UV záření, protože zcela nezakrývají oko ani okolní oblast. Nositelé kontaktních čoček by měli i nadále používat brýle pohlcující UV záření podle pokynů svého očního specialisty.

⁵ Plán nošení pro dosažení nelepších výsledků.

Specifikace produktů

Další informace o našich kontaktních čočkách najdete na:
www.coopervision.cz

Produkt	Sféra*	Cylindr	Osa	Adice	Design	Technologie designu	Plán nošení	Zakřivení (mm)	Průměr (mm)	Středová tloušťka (mm)	Technologie materiálu	Materiál	Obsah H ₂ O (%)	Propustnost pro kyslík Dk/t†	Modul pružnosti (MPa, testováno s čočkami -1.00 D)	Blokace UV záření (% testováno s čočkami -3.00 D) a Třída‡	Viditelné zabarvení	Skupina FDA
 Proclear® XR toric	-10.00 D až -7.00 D (kroky po 0.50 D) -6.50 D až Plan (kroky po 0.25 D) +0.25 D až +6.50 D (kroky po 0.25 D) +7.00 D až +10.00 D (kroky po 0.50 D)	-0.75 až -5.75 (kroky po 0.50)	5° až 180° (kroky po 5°)	-	Torický	-	Denní nošení s výměnou po 30 dnech	8.4	14.4	0.212	PC Technology® (fosforylcholin)	omafilcon B	62	10.4	0.4	Ne	Ano	2
								8.8		0.159								
 Proclear® multifocal	-8.00 D až -7.00 D (kroky po 0.50 D) -6.50 D až Plan (kroky po 0.25 D) +0.25 D až +6.00 D (kroky po 0.25 D)	-	-	+1.00 D +1.50 D +2.00 D +2.50 D	Multifokální D čočka N čočka	-	Denní nošení s výměnou po 30 dnech	8.7	14.4	0.157 až 0.161 (v závislosti na adici)	PC Technology® (fosforylcholin)	omafilcon B	62	14 (MTO)	0.4	Ne	Ano	2
 Proclear® XR multifocal	-20.00 D až -7.00 D (kroky po 0.50 D) -6.50 D až Plan (kroky po 0.25 D) +0.25 D až +6.50 D (kroky po 0.25 D) +7.00 D až +20.00 D (kroky po 0.50 D)	-	-	+1.00 D až +4.00 D (kroky po 0.50 D)	Torický Multifokální D čočka N čočka	-	Denní nošení s výměnou po 30 dnech	8.4	14.4	0.060 až 0.113 (v závislosti na adici)	PC Technology® (fosforylcholin)	omafilcon B	62	Od: 14.0 (-3.00 D / +4.00 D, typ N) Do: 16.7 (-3.00 D / +2.50 D, typ D)	0.4	Ne	Ano	2
								8.7										
 Proclear® multifocal toric	-20.00 D až -7.00 D (kroky po 0.50 D) -6.50 D až Plan (kroky po 0.25 D) +0.25 D až +6.50 D (kroky po 0.25 D) +7.00 D až +20.00 D (kroky po 0.50 D)	-0.75 až -5.75 (kroky po 0.50)	5° až 180° (kroky po 5°)	+1.00 D až +4.00 D (kroky po 0.50 D)	Torický Multifokální D čočka N čočka	-	Denní nošení s výměnou po 30 dnech	8.4	14.4	0.060 až 0.115 (v závislosti na adici)	PC Technology® (fosforylcholin)	omafilcon B	62	Od: 14.5 (-3.00 D / +4.00 D, typ N) Do: 17.7 (-3.00 D / +4.00 D, typ D)	0.4	Ne	Ano	2
								8.8										

* Dostupnost plán čoček u sférických produktů se může lišit v závislosti na trhu nebo zákazníkovi.

† (při -3.00 D) × 10⁻⁹ [(cm/s) × (ml O₂)/(ml × mmHg)]

‡ Kontaktní čočky s UV filtrem pomáhají chránit oči před pronikáním škodlivého UV záření, nenahrazují však ochranné nebo sluneční brýle pohlcující UV záření, protože zcela nezakrývají oko ani okolní oblast. Nositelé kontaktních čoček by měli i nadále používat brýle pohlcující UV záření podle pokynů svého očního specialisty.

§ Plán nošení pro dosažení nejlepších výsledků.

Specifikace produktů

Další informace o našich kontaktních čočkách najdete na:
www.coopervision.cz



Produkt	Sféra*	Cylindr	Osa	Adice	Design	Technologie designu	Plán nošení	Zakřivení (mm)	Průměr (mm)	Středová tloušťka (mm)	Technologie materiálu	Materiál	Obsah H ₂ O (%)	Propustnost pro kyslík Dk/t†	Modul pružnosti (MPa, testováno s čočkami -1.00 D)	Blokace UV záření (% testováno s čočkami -3.00 D) a Třída*	Viditelné zabarvení	Skupina FDA
 Biomedics® 55 Evolution [Biomedics 55 UV Asphere]	-10.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až -0.25 D (kroky po 0.25 D) +0.25 D až +5.00 D (kroky po 0.25 D) +5.50 D až +8.00 D (kroky po 0.50 D) NEJÍ PLAN	-	-	-	Asférický	Aberration Neutralising System™	Denní nošení s výměnou po 30 dnech	8.6; 8.8; 8.9	14.2	0.075	-	ocufilcon D	55	26	0.4	69 % UVA a 97 % UVB; třída 2	Ano	4
 Biomedics® toric	-10.00 D až -6.50 D (kroky po 0.50 D) -6.00 D až Plan (kroky po 0.25 D) +0.25 D až +6.00 D (kroky po 0.25 D)	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25	10° až 180° (kroky po 10°)	-	Torický	-	Denní nošení s výměnou po 30 dnech	8.7	14.5	0.109	-	ocufilcon D	55	18	0.4	69 % UVA a 97 % UVB; třída 2	Ano	4

* Dostupnost plan čoček u sférických produktů se může lišit v závislosti na trhu nebo zákazníkovi.

† (při -3.00 D) × 10⁻⁹ [(cm/s) × (ml O₂)/(ml × mmHg)]

* Kontaktní čočky s UV filtrem pomáhají chránit oči před pronikáním škodlivého UV záření, nenahrazují však ochranné nebo sluneční brýle pohlcující UV záření, protože zcela nezakrývají oko ani okolní oblast. Nositelé kontaktních čoček by měli i nadále používat brýle pohlcující UV záření podle pokynů svého očního specialisty.

Avaira Vitality®, Biofinity®, Biofinity Energys®, Biomedics®, clariti®, CooperVision® a Proclear® jsou registrované ochranné známky společnosti The Cooper Companies, Inc. a jejich dceřiných společností.

©2026 CooperVision SA19394 / APP169517