




# Avaira Vitality™

Vysoký výkon. Vyjímečná hodnota.



CooperVision®  
Live Brightly.®



## Plán výměny

 Měsíční

## Opravuje



Krátkozrakost



Dalekozrakost

## Funkce, které si zamilujete

- Systém označovaný jako Aberration Neutralizing System™ je navržen tak, aby zlepšil kvalitu zraku minimalizací optických nedokonalostí,<sup>†</sup> které se běžně v očích vyskytují.<sup>1</sup>
- Moderní materiál přirozeně přitahuje molekuly vody a udržuje tak celý povrch čočky po celý den vlhký.
- Vysoká míra prodyšnosti umožňuje očím dostat 100 % kyslíku, který potřebují,<sup>‡</sup> díky čemuž zůstávají bílé<sup>2</sup> a zdravé.<sup>§3</sup>
- Nejvyšší třída UV filtru, dostupná pro kontaktní čočky, pomáhá chránit vaše oči před pronikáním 90 % UVA a 99 % UVB paprsků.<sup>||</sup>



\* Založeno na subjektivním hodnocení při nasazení a po 1 měsíci. Výsledky prospektivní, dvojitě maskované, randomizované, bilaterální, zkřížené studie porovnávající sférické kontaktní čočky Avaira Vitality™ s konkurenčními opakovaně používanými sférickými čočkami.

† Sférická aberace.

‡ Při každodenním nošení.

§ S vyšší propustností kyslíku, než nabízejí hydrogelové materiály, kontaktní čočky ze silikon hydrogelu minimalizují nebo eliminují příznaky a symptomy související s hypoxií během nošení čoček.

|| Varování: Kontaktní čočky absorbující UV záření nenahrazují brýle s ochranou před UV, jako jsou ochranné brýle pohlcující UV záření nebo sluneční brýle, protože zcela nezakrývají oko a jeho okolí. Klienti by měli i nadále používat brýle absorbující UV záření podle pokynů.

### Odkazy:

1. Kollbaum P, Bradley A. Aspheric contact lenses: fact and fiction. Contact Lens Spectrum 2005;20:34–9.
2. CooperVision data ze souboru 2017. Prospektivní bilaterální dvoutýdenní studie mezi nositeli Avaira Vitality ve více střediscích. N=63.
3. Brennan NA. Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear. Optom Vis Sci. 2005;82(6)

©2021 CooperVision

CooperVision® je registrovaná ochranná známka společnosti The Cooper Companies, Inc. a jejich dceřiných společností. Avaira Vitality™ a Aberration Neutralizing System™ jsou ochranné známky společnosti The Cooper Companies, Inc. a jejich dceřiných společností.

