



CooperVision®
Live Brightly.®

Průvodce Specifikacemi Produktu





CooperVision
Live Brightly!

Chcete-li se dozvědět více o našich kontaktních čočkách, navštivte coopervision.com/contact-lenses

Řada MyDay® Jednodenní

Jednodenní kontaktní čočky MyDay®



Plán nošení

Jednodenní

Možnosti velikosti balení

30 Ks balení

Materiál / Obsah H₂O

stenfilcon A / 54%

Zakřivení 8.4mm

Průměr 14.2mm

Skupina FDA SiHy

UV filtr* Ano

Manipulační zbarvení Ano

Sféra

+6.00D až -10.00D
(krok 0,50D od
+5.00D a -6.00D)

Design

Asférický

Kontaktní čočky pro jednodenní nošení s vysokým výkonem pro náročný životní styl.

Jednodenní kontaktní čočky MyDay® toric



Plán nošení

Jednodenní

Možnosti velikosti balení

30 Ks balení

Materiál / Obsah H₂O

stenfilcon A / 54%

Zakřivení 8.6mm

Průměr 14.5mm

Skupina FDA SiHy

UV filtr* Ano

Manipulační zbarvení Ano

Sféra

+0.50 až +6.00 D
(krok 0.50 D)

plan až -6.00 D
(krok 0.25 D)

-6.50 až -10.00 D
(krok 0.50D)

Cylindr

-0.75
-1.25
-1.75

-2.25

Osa

Pro cylindr:
10°, 20°, 70°,
80°, 90°, 100°,
110°, 160°, 170°,
180°

Pro cylindr:
10°, 20°, 90°,
160°, 170°, 180°

Design

Optimised
Toric Lens
Geometry™

Vysoce výkonné jednodenní kontaktní čočky pro uživatele s astigmatismem.



CooperVision
Live Brightly!

Chcete-li se dozvědět více o našich kontaktních čočkách, navštivte coopervision.com/contact-lenses

Řada clariti® 1 day

clariti® 1 day



Vysoká prodyšnost,¹ pohodlí a skvělá cena* praktických jednodenních kontaktních čoček.

Plán nošení

Jednodenní

Sféra

-0,50 až -6,00 D
sféry (po 0,25 D)

-6,50 až -10,00 D
sféry (po 0,50 D)

+0,50 až +6,00 D
sféry (po 0,25 D)

+6,50 až +8,00 D
sféry (po 0,25 D)

Možnosti velikosti balení

5 Ks balení
30 Ks balení
90 Ks balení

Materiál / Obsah H₂O

somofilcon A / 56%

Design

Asférický

Zakřivení 8.6mm

Průměr 14.1mm

Skupina FDA SiHy

UV filtr* Ano

Manipulační zbarvení Ne

clariti® 1 day toric



Vysoká prodyšnost,¹ pohodlí a skvělá cena* praktických jednodenních kontaktních čoček.

Plán nošení

Jednodenní

Sféra

0,00 až -6,00 D
(krok 0,25 D)

-6,50 až -9,00 D
(krok 0,50 D)

+0,25 až +4,00 D
(krok 0,25 D)

Možnosti velikosti balení

5 ks balení
30 ks balení

Cylindr

-0.75, -1.25
-1.75

-2.25

-0.75, -1.25
-1.75

-2.25

-0.75; -1,25;
-1,75

Materiál / Obsah H₂O

somofilcon A / 56%

Osa

10°, 20°, 30°, 40°, 50°,
60°, 70°, 80°, 90°, 100°,
110°, 120°, 130°, 140°,
150°, 160°, 170°, 180°

10°, 20°, 70°, 80°, 90°,
100°, 110°, 160°, 170°,
180°

10°, 20°, 60°, 70°, 80°,
90°, 100°, 110°, 120°,
160°, 170°, 180°

10°, 20°, 90°, 160°, 170°,
180°

10°, 20°, 70°, 80°, 90°,
100°, 110°, 120°, 160°,
170°, 180°

Zakřivení 8.6mm

Průměr 14.3mm

Skupina FDA SiHy

UV filtr* Ano

Manipulační zbarvení Ne

Design

Asférický



CooperVision
Live Brightly!

Chcete-li se dozvědět více o našich kontaktních čočkách, navštivte cooper-vision.com/contact-lenses

clariti® 1 day multifocal



Vysoká prodyšnost,¹ pohodlí a skvělá cena² praktických jednodenních kontaktních čoček.

Plán nošení	Možnosti velikosti balení	Materiál / Obsah H₂O	Zakřivení	8.6mm
Jednodenní	5 ks balení 30 ks balení 90 ks balení	somofilcon A / 56%	Průměr	14.1mm
Sféra	Adice	Design	Skupina FDA	SiHy
+5,00 až -6,00 D (krok 0,25 D)	LOW do +2.25 D HIGH +2,50 až +3,00 D	Střed na blízko, progresivní přechodová zóna, periferie do dálky	UV filtr*	Ano
			Manipulační zbarvení	Ne

Řada Biofinity®

Biofinity Energys®



Jediné kontaktní čočky na světě s technologií Digital Zone Optics™. Navrženo pro dnešní digitální život.

Plán nošení	Možnosti velikosti balení	Materiál / Obsah H₂O	Zakřivení	8.6mm
Denní nebo Prodloužené nošení (max 6 nocí a 7 dní)	6 ks balení	comfilcon A / 48%	Průměr	14.0mm
Sféra	Design		Skupina FDA	SiHy
+8,00 D až -12,00 D (krok 0.50 D nad +/-6.00 D)	Asférický Digital Zone Optics® design čoček		UV filtr*	Ne
			Manipulační zbarvení	Ano

Sférické kontaktní čočky Biofinity®



Prémiové měsíční kontaktní čočky pro dlouhotrvající pohodlí a vynikající vidění²⁻⁴

Plán nošení	Možnosti velikosti balení	Materiál / Obsah H₂O	Zakřivení	8.6mm
Denní nebo Prodloužené nošení (max 6 nocí a 7 dní)	3 ks balení	comfilcon A / 48%	Průměr	14.0mm
Sféra	Design		Skupina FDA	SiHy
+8.00 D až -12.00 D (krok 0.50 D nad +/-6.00 D)	Asférický		UV filtr*	Ne
			Manipulační zbarvení	Ano

Kontaktní čočky Biofinity® toric



Ideální řešení pro uživatele s astigmatismem. S kontaktními čočkami Biofinity® toric si můžete užívat vynikající vidění a pohodlnější nošení čoček.⁵⁻⁷

Plán nošení Denní nebo Prodloužené nošení (max 6 nocí a 7 dní)	Možnosti velikosti balení 3 ks balení	Materiál / Obsah H₂O comfilcon A / 48%	Zakřivení 8.7mm
Sféra +8,00 až -10,00 D sféry (krok 0,50 D nad +/- 6,00 D sféry)	Cylindr -0.75 -1.25 -1.75 -2.25 D	Osa 10° až 180° (krok 10°)	Průměr 14.5mm
		Design Optimised Toric Lens Geometry™	Skupina FDA SiHy
			UV filtr* Ne
			Manipulační zbarvení Ano

Kontaktní čočky Biofinity® multifocal



Biofinity® multifocal — závazek k inovacím a pohodlí. Zdravé a pohodlné multifokální kontaktní čočky pro jasné a ostré vidění na blízko, na dálku i na střední vzdálenost⁸

Plán nošení Denní nebo Prodloužené nošení (max 6 nocí a 7 dní)	Možnosti velikosti balení 3 ks balení	Materiál / Obsah H₂O comfilcon A / 48%	Zakřivení 8.6mm
Sféra +6,00 až -6,00 D sféry -6,50 až -10,00 D sféry (krok 0,50 D)	Adice +1.00 +1.50 +2.00 +2.50	Design D čočka N čočka	Průměr 14.0mm
			Skupina FDA SiHy
			UV filtr* Ne
			Manipulační zbarvení Ano

Kontaktní čočky Biofinity® toric multifocal



Biofinity® multifocal — závazek k inovacím a pohodlí. Zdravé a pohodlné multifokální kontaktní čočky pro jasné a ostré vidění na blízko, na dálku i na střední vzdálenost⁸

Plán nošení Denní nebo Prodloužené nošení (max 6 nocí a 7 dní)	Možnosti velikosti balení 3 ks balení	Materiál / Obsah H₂O comfilcon A / 48%	Zakřivení 8.7mm
Sféra -10.00 až -6.50 (0.50 krok) -6.00 až +6.00 (0.25 krok) -0.75 až -5.75 (0.50 krok)	Cylindr -0.75 až -5.75 (0.50 krok)	Adice +1.00 +1.50 +2.00 +2.50	Průměr 14.5mm
	Osa 5° až 180° (5° krok)		Skupina FDA SiHy
			UV filtr* Ne
			Manipulační zbarvení Ano



CooperVision®
Live Brightly!

Chcete-li se dozvědět více o našich kontaktních čočkách, navštivte coopervision.com/contact-lenses

Řada Avaira Vitality™

Avaira Vitality™



Plán nošení

Denní

Sféra

+8.00D až -12.00D
(0.50D krok +/-
6.00 D sféry)

Není plan

Možnosti velikosti balení

3 ks balení

Design

Asférický front
surface

Materiál / Obsah H₂O

fanfilcon A / 55%

Zakřivení

8.4mm

Průměr

14.2mm

Skupina FDA

SiHy

UV filtr*


Ano

Manipulační zbarvení

Ano

Vysoký výkon. Vyjimečná hodnota.

Avaira Vitality™ toric



Plán nošení

Denní

Sféra

+0.25 až +6.00D
(krok 0.25D)

+6.50 až +8.00D
(krok 0.50D)

-0.25 až -6.00D
(krok 0.25D)

-6.50 až -10.00D
(krok 0.50D)

Možnosti velikosti balení

6 ks balení

Cylindr

-0.75

-1.25

-1.75

-2.25

Materiál / Obsah H₂O

fanfilcon A / 55%

Osa

10° až 180°
(krok 10°)

Design

Optimised Toric
Lens Geometry™

Zakřivení

8.5mm

Průměr

14.5mm

Skupina FDA

SiHy

UV filtr*

Ano

Manipulační zbarvení

Ano

Vysoký výkon. Vyjimečná hodnota.

Avaira®



Plán nošení

Dva Týdny

Sféra

+0.25D až +8.00D
(krok 0.50D
+6.00D)

-0.25D až -12.00D
(krok 0.50D nad
-6.00D)

Možnosti velikosti balení

3 ks balení

6 ks balení

Design

Asférický

Materiál / Obsah H₂O

enfilcon A / 46%

Zakřivení

8.4, 8.5mm

Průměr

14.2mm

Skupina FDA

SiHy

UV filtr*

Ano

Trpíte krátkozrakostí nebo dalekozrakostí? Rozhodněte se pro čočky zaručující dlouhodobé pohodlí.



CooperVision®
Live Brightly!

Chcete-li se dozvědět více o našich kontaktních čočkách, navštivte coopervision.com/contact-lenses

Řada Proclear®

Proclear® 1 day



Plán nošení	Možnosti velikosti balení	Materiál / Obsah H ₂ O	Zakřivení
Denni	30 ks balení 90 ks balení	omafilcon A / 60%	8.7mm
Sféra	Design		Průměr 14.2mm
+8,00 D až -12,00 D (krok 0.50 nad +5.00D a -6.00D)	Asférický		Skupina FDA 2
			UV filtr* Ne
			Manipulační zbarvení Ano

Jasně vidění,** pohodlí a snadné používání kontaktních čoček pro uživatele, kteří trpí suchostí očí.

Sférické čočky Proclear®



Plán nošení	Možnosti velikosti balení	Materiál / Obsah H ₂ O	Zakřivení
Denni	3 ks balení 6 ks balení	omafilcon B / 62%	8.6, 8.2mm
Sféra	Design		Průměr 14.2mm
+20.00D až -20.00D (krok 0.50D nad +/- 6.00D)	Asférický		Skupina FDA 2
			UV filtr* Ne
			Manipulační zbarvení Ano

Ostré vidění⁹ a pohodlí pro uživatele kontaktních čoček, kteří trpí osycháním očí.

Kontaktní čočky Proclear® toric



Plán nošení	Možnosti velikosti balení	Materiál / Obsah H ₂ O	Zakřivení
Denni	3 ks balení	omafilcon B / 62%	8.4, 8.8mm
Sféra	Cylindr	Osa	Průměr 14.4mm
+6.00 až -8.00D (krok 0.50D nad -6.50D)	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25	10° až 180° (krok 10°)	Skupina FDA 2
			UV filtr* Ne
			Manipulační zbarvení Ano
+6.25D až +10.00D (krok 0.50D nad +6.50D)	-0.75 -1.25 -1.75 -2.25	5° až 180° (krok 5°)	
-8.50D až -10.00D (krok 0.50D)			
+10.00D až -10.00D (krok 0.50D nad +/-6.50D)	-2.75 až -5.75 (krok 0.50D)	5° až 180° (krok 5°)	

Pomáhají poskytovat celodenní pohodlí uživatelům kontaktních čoček, kteří mají astigmatismus a trpí pocitem suchých očí.



CooperVision
Live Brightly!

Chcete-li se dozvědět více o našich kontaktních čočkách, navštivte cooper-vision.com/contact-lenses

Proclear® multifocal



Pomáhají poskytovat celodenní pohodlí uživatelům multifokálních kontaktních čoček, kteří trpí pocitem suchých očí.

Plán nošení	Možnosti velikosti balení	Materiál / Obsah H₂O	Zakřivení	8.7mm
Denni	3 ks balení	omafilcon B / 62%	Průměr	14.4mm
Sféra	Adice	Design	Skupina FDA	2
+20.00D to -20.00D (0.50D steps after +/- 6.50D)	+1.00, +1.50, +2.00, +2.50	D čočka N čočka	UV filtr*	Ne
+6.25D až +20.00D -8.50D až -20.00D (krok 0.50D nad +/- 6.50D)	+1.00, +1.50, +2.00, +2.50		Manipulační zbarvení	Ano
+20.00D až -20.00D (krok 0.50D nad +/- 6.50D)	+3.00, +3.50, +4.00			
+20.00D až -20.00D (krok 0.50D nad +/- 6.50D)	+1.00, +1.50, +2.00, +2.50, +3.00, +3.50, +4.00			

Proclear® multifocal toric



Pomáhají poskytovat celodenní pohodlí uživatelům multifokálních kontaktních čoček, kteří trpí pocitem suchých očí.

Plán nošení	Možnosti velikosti balení	Materiál / Obsah H₂O	Zakřivení	8.4, 8.8mm
Denni	3 ks balení	omafilcon B / 62%	Průměr	14.4mm
Sféra	Cylindr	Osa	Skupina FDA	2
+20.00D až -20.00D (krok 0.50D nad +/- 6.50D)	-0.75 až -5.75 (krok 0.50)	5° až 180° (krok 5°)	UV filtr*	Ne
			Manipulační zbarvení	Ano
			Design	
			D čočka N čočka	



CooperVision
Live Brightly!

Chcete-li se dozvědět více o našich kontaktních čočkách, navštivte cooper-vision.com/contact-lenses

Asférické Frequency® 55



Vynikající rozlišení obrazu. Přesné a jasné vidění.

Plán nošení	Možnosti velikosti balení	Materiál / Obsah H₂O	Zakřivení	8.7, 8.4mm
Denni	6 ks balení	methafilcon A / 55%	Průměr	14.4mm
Sféra		Design	UV filtr*	Ne
+8.00D až -10.00D (krok 0.50D od -8.00D)		Asférický	Manipulační zbarvení	Ano
-0.25D až -8.00D (krok 0.25D)				

† Při každodenním nošení.

** Z důvodu asférické optiky.

Odkazy:

- Brennan NA. Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear. *Optom Vis Sci* 2005;82(6):467–472.
- CooperVision data ze souboru. 2006. Technologie Aquaform® využívá strukturu dlouhých silikonových řetězců s vodíkovými vazbami k udržení molekul vody v čočce pro neuvěřitelné dlouhodobé pohodlí a jasnost.
- CooperVision data ze souboru. 2014. Klinické hodnocení sférických kontaktních čoček Biofinity® v porovnání se sférickými čočkami Air Optix® Aqua po dobu jednoho měsíce nošení.
- CooperVision data ze souboru. 2014. Klinické hodnocení sférických kontaktních čoček Biofinity® v porovnání se sférickými čočkami Ultra po dobu jednoho měsíce nošení.
- Momeni-Moghaddam H, Naroo SA, Askarizadeh F, Tahmasebi F. Comparison of fitting of the different soft toric contact lenses. *Cont Lens Anterior Eye*. 2014;37:346–350 Studijní čočky: PureVision™ Toric, AirOptix® for Astigmatism, Biofinity® Toric, ACUVUE® Advance for Astigmatismus a Proclear® Toric.
- CooperVision data ze souboru. 2014. Klinické hodnocení kontaktních čoček Biofinity® toric v porovnání s čočkami Air Optix® for Astigmatismus po dobu jednoho měsíce nošení..
- CooperVision data ze souboru, 2016. Klinické hodnocení kontaktních čoček Biofinity® toric v porovnání s čočkami ULTRA® for Astigmatismus po dobu jednoho měsíce nošení
- CooperVision data ze souboru 2011. Klinické hodnocení kontaktních čoček Biofinity® multifocal v porovnání s čočkami ACUVUE® Oasys for Presbyopia, Air Optix® for Presbyopia a PureVision® Multi-Focal.
- CooperVision data ze souboru 2017 a 2014; krátkodobá aplikační studie bez výdeje. N=40 a n=20.
- Chamberlain P, et al. A 3-year randomized clinical trial of MiSight® lenses for myopia control. *Optom Vis Sci*. 2019;96(8):556–567.

*Kontaktní čočky filtrující UV záření poskytují ochranu oka před pronikáním škodlivého UV záření, nenahrazují však ochranné brýle absorbující UV záření, jako jsou ochranné brýle absorbující UV záření nebo sluneční brýle, protože zcela nezakrývají oko a okolní oblasti. Pokračujte v používání brýlí absorbujících UV záření dle pokynů vašeho očního specialisty

Všechny ochranné známky, označení služeb, obchodní názvy, obchodní vzhled a názvy produktů, které jsou zde uvedeny, jsou registrovanými ochrannými značkami a známkami společnosti CooperVision, jejich přidružených společností a dceřiných společností, pokud není uvedeno jinak. Ochranné známky společnosti CooperVision mohou být veřejně používány pouze s povolením.